

# 様々な矯正テクニックを極める 矯正モデルシリーズ



## Typodont models

## タイポドントモデルシリーズ



### ■タイポドント実習

タイポドント用模型歯、ワックスフォームと他社製タイポドント咬合器を組み合わせることにより、種々のタイポドント実習を行うことができます。

### タイポドント実習模型の組み合わせ



### ●模型歯



B9-500

#### タイポドント用模型歯 [B9-500]

模型歯の中で一般的なA5A-500モデルと形態が同じタイポドント実習用模型歯。バンドやブラケットの装着が行いやすいよう、歯冠部をプラスチック製に歯根部を金属製にしています。

□部位 28歯

■バリエーション/標準価格

●単品



B8-320C

#### タイポドント用模型歯 [B8-320C]

金属製タイポドント用模型歯。歯冠部、歯根部の全てが金属で作られています。

□部位 28歯

■バリエーション/標準価格

●単品

### ●ワックスフォーム



#### 【特注品】ワックスフォーム [DN3-各種]

アングルの不正咬合の分類法に基づいた、ワックスフォームです。

※価格や特注可能な仕様などについてはお問い合わせください。

## Malocclusion models

## 不正咬合モデルシリーズ

### 1色レジン製不正咬合模型 [D1-O各種]

アングルの不正咬合の分類法に基づいた、1色レジン製不正歯列模型です。

■バリエーション/標準価格

●D1D-O各種 (D咬合器つき)

※3Bタイプは、咬合の関係上、咬合器は装着できません。



D1-O22B

D1-O1B

D1-O3A

|        |         |
|--------|---------|
| 模型歯一体型 | 模型歯交換不可 |
|--------|---------|

### 透明レジン製不正咬合模型 [P12P-O各種]

D1-Oモデルシリーズと同じ歯列の透明タイプのモデルです。

3Bタイプは、咬合器のないタイプのみとなります。

■バリエーション/標準価格

●P12-O各種 (咬合器なし)




P12P-O1C

P12P-O1A

P12P-O22A

|         |  |
|---------|--|
| 模型歯交換不可 |  |
|---------|--|



H1S-O1C

#### 石こう模型用陰型 (不正咬合) [H1S-O各種]

D1-Oモデルシリーズと同じ歯列の石こう模型用陰型です。

■包装

上下顎 各1個入

### D1-O各種・P12P-O各種・H1S-O各種 形態一覧表

| 型番号 | 分類      | 型番号 | 分類         | 型番号 | 分類                     |
|-----|---------|-----|------------|-----|------------------------|
| 1A  | I級 反対咬合 | 21A | II級1類 過蓋咬合 | 3A  | III級 反対咬合              |
| 1B  | I級 正中離開 | 21B | II級1類 叢生   | 3B  | III級 反対咬合              |
| 1C  | I級 叢生   | 22A | II級2類 過蓋咬合 | 1BN | O21B矯正治療後の状態で保定装置製作用模型 |
|     |         | 22B | II級2類 叢生   |     |                        |

※アングル氏分類による。

Others

その他のモデル



P3B-704




### ブラッシング指導模型 (矯正) [P3B-704]

矯正治療時の歯みがき指導用にブラケット、ワイヤーを付与した2倍大モデルです。拡大モデルのため、ブラッシング時の歯ブラシの当て方や動かし方などが見やすくなっています。

**関連製品**

- 指導用ブラシ [P3-TB]
- 指導用歯間ブラシ [P3-IDB]



H12-A



H12-B



H12-C

### スタディモデルゴム枠 [H12-各種]

スタディモデルの土台製作用ゴム枠です。永久歯顎用と乳歯顎用があり、永久歯顎用は外形の異なる角型と丸型の2種類あります。


**バリエーション / 標準価格**

- 永久歯顎用 角形 H12-A
- 永久歯顎用 丸型 H12-C
- 乳歯顎用 角型 H12-B

**包装**

上下顎 各1個入

#### H12-各種 寸法表



単位: mm