

デンタルレントゲン撮影術を極める レントゲンシミュレーター



X線ファントム

デンタルレントゲン撮影を想定したレントゲンシミュレーター。デンタルレントゲンでの2等分法を想定し、各撮影部位によるフィルムの角度や投影角など基本的なレントゲンテクニックが修得できるよう、顎模型に解剖学的特長とX線造影性を付与しています。


また、自由に動くフィンガーアームにより任意の位置でフィルムを保持することができるため、1人で10枚法や14枚法を想定した実習を行うことができます。簡単にチェアに取り付けたり自立させたりして設置できるよう、ファントムユニットはトランクに収納されています。

■セット内容

ヘッドベースユニット、マスク、顎模型 P27-XR.2、咬合器、トランク、デスクランプユニット

2等分法
咬合撮影法

■10枚法



●セット内容



ヘッドベースユニット



マスク



顎模型 P27-XR.2



咬合器



デスクランプユニット



トランクユニット