

補綴見本製作

2色レジン製顎模型 [E50-各種]

治療計画時の補綴物に関する説明の際、分かりやすく説明するためには色々な補綴物を比較したり、実際に手にとって見てもらったりすることが重要になります。2色レジン製顎模型は、70種を超える様々な欠損バリエーションがあり、別売の支台・窩洞形成模型歯と組み合わせることで様々な症例を想定した状態を再現することができます。このモデルに合わせて補綴物を製作し、見本にすることで補綴物の説明をより綺麗に分かりやすく行うことができます。

■バリエーション／標準価格

- 咬合器なし上下顎モデル D50-000/000
- 咬合器つき上下顎モデル(D咬合器つき) D50D-000/000

■構成品

- 単根模型歯 永久歯 A5-500
- 部位 28歯



E50-各種



単根模型歯 永久歯 [A5-500]

予めモデルに装着されている模型歯です。

□部位 28歯

■バリエーション／標準価格

- セット



支台・窩洞形成用模型歯 [A55AN/A50AN/A50各種]

A5模型歯をベースにフェーシングクラウンや2級窩洞の形成を施した模型歯です。

□部位 26ページの一覧表を参照してください。

■バリエーション／標準価格

- A55AN-各種(支台・窩洞形成)
- A50AN-各種(支台・窩洞形成)
- A50-各種(ポストコア形成)

●欠損バリエーション

上顎 (歯式表示してある部位は欠損歯です。)

500AU	525	541	557	573	589
511	527	543	559	575	591
513	529	545	561	577	597
515	531	547	563	579	599
517	533	549	565	581	601
519	535	551	567	583	603
521	537	553	569	585	
523	539	555	571	587	

下顎 (歯式表示してある部位は欠損歯です。)

500AL	520	530	540	550	562
512	522	532	542	552	564
514	524	534	544	554	568
516	526	536	546	558	
518	528	538	548	560	

補綴見本製作



E1-各種

1色レジン製顎模型 [E1-各種]

2色レジン製顎模型E50-各種と形態が同じ1体型顎模型。1体型モデルのため模型歯の着脱はできません。

■バリエーション／標準価格

- 咬合器なし上下顎モデル D1-000/000
- 咬合器つき上下顎モデル(D咬合器つき) D1D-000/000

補綴見本製作



E1T-各種


透明レジン製顎模型 [E1T-各種]

2色レジン製顎模型E50-各種と形態が同じ1体型透明レジン製顎模型。1体型モデルのため模型歯の着脱はできません。

■バリエーション／標準価格

- 咬合器なし上下顎モデル D1T-000/000
- 咬合器つき上下顎モデル(D咬合器つき) D1TD-000/000

補綴見本製作



H1-各種

石こう模型用陰型 [H1-各種]

2色レジン製顎模型E50-各種と同じ形態の石こう模型が製作できるゴム陰型です。

A55AN・A50AN・A50 支台・窩洞形成模型歯一覧表

形態	部位	注文 No.	部位	注文 No.	形態	部位	注文 No.	部位	注文 No.
フェーシングクラウン	1	A55AN-110	1	A55AN-210	ジャケットクラウン	1	A55AN-111	1	A55AN-211
	2	A55AN-120	2	A55AN-220		2	A55AN-121	2	A55AN-221
	3	A55AN-130	3	A55AN-230		3	A55AN-131	3	A55AN-231
	4	A55AN-140	4	A55AN-240		4	A55AN-141	4	A55AN-241
	5	A55AN-150	5	A55AN-250		5	A55AN-151	5	A55AN-251
	6	A55AN-160	6	A55AN-260		6	-	6	-
	7	A55AN-170	7	-		7	-	7	-
	1	A55AN-410	1	A55AN-310		1	-	1	-
	2	A55AN-420	2	A55AN-320		2	-	2	A55AN-321
	3	A55AN-430	3	A55AN-330		3	A55AN-431	3	A55AN-331
	4	A55AN-440	4	A55AN-340		4	A55AN-441	4	A55AN-341
	5	A55AN-450	5	A55AN-350		5	-	5	A55AN-351
	6	A55AN-460	6	-		6	A55AN-461	6	-
	7	-	7	-		7	-	7	A55AN-371
フルキャストクラウン	4	A55AN-142	4	A55AN-242	アンレー	4	A55AN-145	4	-
	5	A55AN-152	5	A55AN-252		5	-	5	-
	6	A55AN-162	6	A55AN-262		6	A55AN-169	6	-
	7	A55AN-172	7	A55AN-272		7	-	7	A55AN-275
	4	A55AN-442	4	A55AN-342		4	-	4	-
	5	A55AN-452	5	A55AN-352		5	-	5	-
	6	A55AN-462	6	A55AN-362		6	A55AN-465	6	A55AN-365
7	A55AN-472	7	A55AN-372	7	-	7	-		
1級窩洞	4	A55AN-143	4	A55AN-243	2級MOD窩洞	4	A50AN-146	4	A50AN-246
	5	A55AN-153	5	-		5	A50AN-156	5	A50AN-256
	6	A55AN-163	6	A55AN-263		6	A50AN-166	6	A50AN-266
	7	-	7	A55AN-273		7	-	7	A50AN-276
	4	-	4	A55AN-343		4	-	4	-
	5	A55AN-453	5	A55AN-353		5	A50AN-456	5	-
	6	A55AN-463	6	A55AN-363		6	A50AN-466	6	A50AN-366
7	A55AN-473	7	A55AN-373	7	-	7	-		
2級MO窩洞	4	A55AN-144	4	A55AN-244	2級OD窩洞	4	-	4	-
	5	A55AN-154	5	A55AN-254		5	-	5	-
	6	A55AN-164	6	A55AN-264		6	-	6	-
	7	A55AN-174	7	A55AN-274		7	-	7	-
	4	-	4	-		4	A55AN-444	4	-
	5	-	5	A55AN-354		5	A55AN-454	5	-
	6	A55AN-464	6	A55AN-364		6	-	6	-
7	A55AN-474	7	-	7	-	7	-		
3級窩洞	1	A50AN-113	1	-	4級窩洞	1	A55AN-114	1	A55AN-214
	2	A50AN-123	2	A50AN-223		2	A55AN-124	2	A55AN-224
	3	-	3	-		3	-	3	-
5級窩洞	1	-	1	-	1	A55AN-115	1	A55AN-215	
	2	-	2	-	2	-	2	-	
	3	A50AN-433	3	-	3	A55AN-135	3	A55AN-235	
ピンレッジ	1	A50AN-116	1	A50AN-216	1	-	1	-	
	2	-	2	-	2	-	2	-	
	3	A50AN-136	3	A50AN-236	3	A55AN-435	3	A55AN-335	
3/4クラウン	1	A50AN-117	1	A50AN-217	4/5クラウン	4	A50AN-147	4	A50AN-247
	2	-	2	-		5	A50AN-157	5	A50AN-257
	3	A50AN-137	3	A50AN-237		6	-	6	A50AN-267
	4	-	4	-		7	-	7	-
	5	-	5	-		4	A50AN-447	4	A50AN-347
7/8クラウン	1	-	1	-	5	A50AN-457	5	A50AN-357	
	2	-	2	-	6	A50AN-467	6	A50AN-367	
	3	-	3	-	7	-	7	-	
	4	-	4	-	ポストクラウン	1	A50-118	1	A50-218
	5	A50AN-459	5	-		2	A50-128	2	A50-228
6	-	6	-	3		A50-138	3	A50-238	
7	-	7	-	4		-	4	-	
7	A55AN-179	7	A55AN-279	5		-	5	-	
プロキシマル ハーフクラウン	1	A50AN-478	1	A50AN-378	1	-	1	-	
	2	-	2	-	2	-	2	-	
ラミネートベニア	1	A55AN-119A	1	A55AN-219	3	A50-438	3	A50-338	
	2	A55AN-129	2	A55AN-229	4	A50-449A	4	-	
					5	-	5	A50-359	

※表中の記号 ●:メタル ◐:アマルガム ○:レジン ⊕:複雑窩洞

義歯見本製作

1色レジン製無歯顎模型 [G1-402]

治療計画時の無歯顎症例の補綴物に関する説明の際、分かりやすく説明するためにはレジン床や金属床などの義歯を比較したり、実際に手にとって見てもらったりすることが重要になります。1色レジン製無歯顎模型402モデルは、上顎小窩などの解剖学的特長を有し、このモデルに合わせて色々なタイプの義歯を製作し、補綴物の見本にすることで義歯に関する説明をより綺麗に分かりやすく行うことができます。

■ バリエーション／標準価格

- 咬合器つきモデル(D咬合器つき) G1D-402



G1-402

義歯見本製作



G1T-402

透明レジン製無歯顎模型 [G1T-402]

1色レジン製無歯顎模型G1-402と同形態同じ透明レジン製無歯顎模型です。

■ バリエーション／標準価格

- 咬合器つきモデル(D咬合器つき) G1TD-402

義歯見本製作



H3-402

石こう模型用陰型(無歯顎) [H3-402]

1色レジン製顎模型G1-402と同じ形態の石こう模型が製作できるゴム陰型です。

義歯見本製作



G1-405

1色レジン製無歯顎模型 [G1-405]

有歯顎模型E50シリーズやE1シリーズなどのアーチに合わせた無歯顎模型。E50シリーズに合わせたシングルデンチャーなどを製作することができます。

■ バリエーション／標準価格

- 咬合器つきモデル(D咬合器つき) G1D-405

補綴見本製作



NA-各種

蠟堤 [NA-各種]

402モデルに装着可能な蠟堤。角度とアーチの異なる3種類の中から選択できます。

■ バリエーション／標準価格

- NA-N4 ●NA-N6 ●NA-N7

ワックス顎(蠟堤) 形態一覧表

	上顎	下顎	アーチ
N4	80°	85°	標準
N6	75°	75°	標準
N7	75°	80°	スクエア