



(mm)

上顎 右側中切歯				上顎 右側側切歯				上顎 右側犬歯				上顎 左側中切歯			
製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径
1	S	7.1	9.8	5	S	5.3	8.0	9	S	7.0	9.8	13	S	7.1	9.8
2	M	7.8	10.4	6	M	5.9	8.7	10	M	7.4	10.5	14	M	7.8	10.4
3	L	8.5	11.4	7	L	6.2	9.1	11	L	8.0	11.5	15	L	8.5	11.4
4	XL	9.1	12.1	8	XL	6.7	9.9	12	XL	8.8	12.7	16	XL	9.1	12.1
43	2XL	9.4	12.6	44	2XL	7.0	10.4	45	2XL	9.2	13.3	47	2XL	9.4	12.6
								46	3XL	9.7	13.9				

上顎 左側側切歯				上顎 左側犬歯				上顎 左右共通小白歯				下顎 左右中側切歯			
製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径
17	S	5.3	8.0	21	S	7.0	9.8	25	S	6.4	8.8	51	XL	6.4	11.2
18	M	5.9	8.7	22	M	7.4	10.5	26	M	6.9	9.3	29	L	5.6	10.5
19	L	6.2	9.1	23	L	8.0	11.5	27	L	7.4	10.2	52	XM	5.5	10.2
20	XL	6.7	9.9	24	XL	8.8	12.7	28	XL	7.8	10.9	30	M	5.1	9.3
48	2XL	7.0	10.4	49	2XL	9.2	13.3					31	S	4.6	8.6
				50	3XL	9.7	13.9								

下顎 左右犬歯				下顎 左右第1小白歯				下顎 左右第2小白歯			
製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径
32	S	5.2	10.0	35	S	6.9	7.9	39	S	6.9	7.5
33	M	5.6	10.8	36	M	7.8	8.6	40	M	7.8	8.6
34	L	6.1	11.0	37	L	8.6	9.7	41	L	8.6	9.7
53	XL	6.7	11.8	38	XL	9.3	10.5	42	XL	9.3	10.0
54	2XL	7.0	12.1								